

**Anlage 1 zur Allgemeinverfügung zum Schutz gegen die Afrikanische Schweinepest
vom 31.10.2020**

**Merkblatt zur Beprobung von Wildschweinen zur Früherkennung
der Afrikanischen Schweinepest**

(gilt vor amtlicher Feststellung des Ausbruchs der ASP in den in der Allgemeinverfügung genannten Gebieten, nach Ausbruch der ASP gelten abweichende Anforderungen an die Probenahme und – einlieferung)

Beprobung von Fallwild und Unfallwild (auch verwesene Stücke)

- **Zuerst:** Information des Veterinäramtes
 - zu den üblichen Dienstzeiten unter 0395 57087 –5823; -2271, -3182
 - außerhalb der Dienstzeiten über die Leitstelle des Landkreises
0395 57087 8000
- Probenahme nach Anweisung des Veterinäramtes durch den Jagdausübungsberechtigten
 - Tupferprobe mit bluthaltigem Material bei allen Tieren möglich (Tupfer im Veterinäramt erhältlich, zur Not ist ein handelsüblicher Wattetupfer ausreichend) **oder**
 - die übliche Schweißprobe aus dem regulären KSP-Monitoring **oder**
 - Wildschweine bis 25 kg können als Ganzes eingekühlt werden **oder**
 - Abtrennung einer Vordergliedmaße inkl. langem Röhrenknochen (Tiere > 25 kg, Kadaver jeglichen Verwesungszustandes)
- doppelte Verpackung des Probematerials in saubere Plastiktüten/Säcke

Beprobung erlegter Stücke

- Entnahme einer **Blutprobe** (wie beim klassischen Schweinepestmonitoring). Der Barcode des Röhrchens wird auf den Probenbegleitschein geklebt

Probenabgabe:

- im Veterinäramt Neubrandenburg, Gartenstr. 17 oder Waren, Zum Amtsbrink 2,
- in den Bürgerservicezentren in Neubrandenburg (Lindenstr. 63), Neustrelitz (Woldegker Chaussee 35) und Demmin (Adolph-Pompe-Str. 12-15)
- bei den bekannten Abgabestellen für Trichinenproben:
 - TÄ Putzke (Carwitzer Chaussee 19 a, Feldberger Seenlandschaft),
 - Dr. Frank Dieffenbacher (Strelitzer Chaussee 262C, Neustrelitz),
 - Dr. Grune (Strelitzer Str. 19A, Mirow),
 - Wildsammelstelle Wilfahrt (Mühlendamm 7, Woldegk)

Blutröhrchen, Tupfer und Probenbegleitscheine liegen im Veterinäramt, in den Bürgerservicezentren und den genannten Abgabestellen für Trichinenproben vor und können vor Ort ausgefüllt werden.